

# PCE-MSR 410

## Magneettisekoittaja useilla sekoituspisteillä



**Magneettisekoitin, jossa jopa 10 sekoituspistettä / jopa 400 ml sekoituspistettä kohti / 300 - 1500 rpm / Ajastintoiminto / Pulssitila**

Tämä useilla sekoituspisteillä varustettu magneettisekoitin sopii erityisen hyvin sarjatutkimuksiin. Magneettisekoittimen 10 synkronisesti pyörivää sekoituspistettä varmistavat tulosten toistettavuuden. Magneettisekoittimen sekoitusnopeus voidaan asettaa välille 300 - 1500 kierrosta minuutissa 10:n askelin. Sekoitusajat voidaan valita magneettisekoittimella 1 - 999 minuutin välein. Lisävaihtoehtona pyörimissuuntaa voidaan muuttaa automaattisesti. Magneettisekoitin tarjoaa 30 - 99 sekunnin aikavälin vaihtoväliksi.

Jotta magneettisekoitin pysyy tukevasti paikallaan, siinä on 4 kumijalkaa. Magneettisekoittimen sekoitusalue on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja päällystetty silikonikerroksella liukumisen estämiseksi. Astiat, joiden halkaisija on n. 80 mm, voidaan asettaa jokaiselle magneettisekoittimen sekoituspisteelle. Magneettisekoitin pystyy sekoittamaan jopa 400 ml:n tilavuuksia sekoituspistettä kohti.

- » 10 sekoituspistettä
- » Säädettyvä välillä 300-1500 rpm
- » Ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta silikonipinnoitteella
- » 400 ml sekoituspistettä kohti
- » Ajastin ja pulssitoiminto
- » 110 V tai 230 V

### Tekniset tiedot

Sekoituspisteiden lukumäärä	10
Virrankulutus	11W
Sekoituspisteiden ohjaus	Harjattomat moottorit
Max. sekoitusmäärä	400 ml sekoituspistettä kohti
Max. säiliön halkaisija	80 mm per sekoituspiste
Säädettyvä nopeus	300 ... 1500 RPM
Nopeuden tarkkuus	10 RPM
Ajastimen alue	1 ... 999 minuuttia ääretön
Sekoitustankojen pituus	25 mm
Suojausluokka	IP42
Käyttöolosuhteet	5 ... 40 °C / max. 80%RH
Virtalähde / virrankulutus	110 V AC / 3,6 A 230 V AC / 1,7 A
Liitäntä	RS232 vain huoltotarkoituksiin
Sekoitusalueen mitat	460 x 178 mm
Mitat	565 x 196 x 75 mm
Paino	n. 5 kg

### Toimitukseen sisältyy

- 1 x Magneettisekoitin PCE-MSR 410
- 1 x 25 mm sekoitussauva
- 1 x Liitäntäkaapeli
- 1 x Käyttöohje

